



eurobraille

COMPACT 10HD/ 10HD SPEECH



La loupe électronique Compact 10 présente les mêmes qualités qu'un vidéo-agrandisseur mais dans un format portable et repliable, adapté aux malvoyants.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La fonction commune au 10 HD et 10 HD Speech permet d'afficher et agrandir les documents et objets. Avec sa fonction synthèse vocale, le 10HD Speech offre la possibilité de lire et écouter le texte pris en photo.

A l'allumage et grâce au mode « Instant on », la Compact 10 pourra être opérationnelle immédiatement.

A noter que l'accessoire optionnel "Miracast" permet de profiter de la connexion TV sans fil.

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

Compact 10HD/ 10HD Speech

<https://www.eurobraille.fr/produit/compact-10hd-10hd-speech/>



eurobraille

ADAPTABLE SELON L'UTILISATION

L'écran tactile 10" va **capturer davantage de contenu** et les **boutons à contraste élevé** vont régler la luminosité adéquate. Deux modes sont proposés :

- Mode "**Standard**" niveau de contraste et agrandissement seulement
- Mode "**Avancé**" pour bénéficier de fonctions supplémentaires : menu, horloge et autres options

RÉDUISEZ LA FATIGUE

Avec Compact 10 HD Speech, vous prendrez goût à la **lecture de texte agrandis** et de documents que vous capterez **en pleine page**. Il suffit de positionner votre journal, de prendre une photo et de laisser la loupe faire le reste en lisant le contenu.

Son **bras pliable** permettra d'**adapter les distances** et d'observer avec plus d'aisance des photos, des notices, ou autres caractères d'emballage alimentaires très petits. Il **facilitera également l'écriture** et vous serez davantage performants à vos jeux fléchés !

Vous **gagnez un temps considérable** avec l'allumage et la mise en route instantanée du mode « **Instant on** ».

ATOUS MAJEURS DE LA COMPACT 10 HD/ HD SPEECH

- **Affiche et agrandit** du contenu de texte, objets, photos et autres
- Version *Speech* uniquement : **permet de lire du texte**
- Mise en route **instantanée**
- **Gain de place** sur l'écran tactile 10 pouces
- **Boutons d'écran tactiles personnalisables à contraste élevé**
- Choix et bascule aisée du **mode facile ou avancé**
- **3 caméras** : Caméra de **lecture** : lire et écouter des documents à une table ; Caméra **pivotante** : synthèse vocale pleine page, visualisation d'objet et signature ; Caméra **panoramique** : permet de voir les objets et le texte à une courte distance
- **Enregistrement des photos**
- **Zoom continu** : 0.5x à 22x

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

Compact 10HD/ 10HD Speech

<https://www.eurobraille.fr/produit/compact-10hd-10hd-speech/>



eurobraille

CARACTÉRISTIQUES

- Agrandissement < 0.5 à > 22x
- Autonomie : 3h30
- TTS : Text-to-Speech (version Speech uniquement)
- Écran tactile de 10 pouces
- Agrandissement sur écran tactile 22X (sans bouton)

- 3 caméras : lecture, vue d'ensemble, pleine page OCR & objets
- Port de connexion PC pour transfert d'images ou contenus
- Option Miracast pour se connecter à un téléviseur ou grand écran
- Poids : 915 g

VIDÉOS DE PRÉSENTATION DE LA VIDÉOLOUPE COMPACT 10HD/ HD SPEECH

<https://youtu.be/W91D-WGM0rg><https://youtu.be/rQRMGfOvgVk>

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

**Fiche produit
à imprimer**



eurobraille



**Manuel
Compact 10HD**

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

Compact 10HD/ 10HD Speech

<https://www.eurobraille.fr/produit/compact-10hd-10hd-speech/>



eurobraille



eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

Compact 10HD/ 10HD Speech

<https://www.eurobraille.fr/produit/compact-10hd-10hd-speech/>