



eurobraille

EXPLORÉ 5

Issue d'une conception élégante et étudiée, la vidé loupe exploré 5 par Humanware allie qualité d'image et polyvalence.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Maniable et précise, la loupe électronique exploré 5 sera le compagnon idéal de l'utilisateur malvoyant pour lui permettre de lire une notice de bricolage, la posologie d'un médicament, ou de choisir son repas au restaurant.

Adaptée pour les personnes souffrantes de perte de vision, la loupe exploré 5 permet d'obtenir différents agrandissements et dispose de plusieurs modes d'affichage.

Elle pourra être utilisée au travail, à la maison ou sur votre lieu de vacances.

A l'allumage, pas besoin de lire le mode d'emploi, la loupe sera opérationnelle immédiatement. Les larges

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

exploré 5

<https://www.eurobraille.fr/produit/explore-5/>



eurobraille

touches ainsi que ses fonctionnalités internes vont faciliter la vie de l'utilisateur malvoyant en toute circonstance.

ATOUTS DE LA VIDÉOLOUPE EXPLORÉ 5

- Écran ACL clair de 5"
- **Caméra HD** avec autofocus
- Agrandissement **2X à 22X**
- **18 modes d'affichage** personnalisable
- **Pile longue durée** : + 3,5 heures d'utilisation continue avec une seule charge
- Version agrandie de votre image possible **sur TV**
- **Stockage d'images**
- Matériau en **alliage de magnésium** pour résister à toute épreuve

LA LOUPE ÉLECTRONIQUE EXPLORÉ 5 EST LIVRÉE AVEC

- Étui
- Bloc d'alimentation
- Câble USB
- Dragonne
- Guide d'utilisation
- Lingette de microfibre

CARACTÉRISTIQUES

- Pile non retirable Li-polymère de 2800 mAh
- Capteur d'image Omnivision de 5 mégapixels
- Adaptateur Connecteur Micro USB, 5 V (courant maximum de 1,5 A)
- Temps de recharge : 3,5 H (appareil éteint) / 4,75 H (appareil allumé)
- Compatibilité HDMI : Formats supportés : 1280x720p 60hz, 50hz 1920x1080p 60hz, 50hz, 24hz 1920x1080i 60hz et 50hz Pas de support pour l'émulation DVI
- Zoom : 2x à 22x

- Langues disponibles : anglais (EU), anglais (RU), français, espagnol, allemand, néerlandais, danois,

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 - contact@eurobraille.fr



eurobraille

polonais, portugais (Portugal & Brésil), norvégiens (Bokmål), italien, suédois, finnois, russe, tchèque, japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton

- Autonomie : 3 H
- Modes couleur : Noir sur blanc, Blanc sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir, Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc
- Affichage : 50Hz, 60Hz
- Poids : 228g

VIDÉOS DE PRÉSENTATION DE LA VIDÉOLOUPE EXPLORÉ 5

<https://youtu.be/fiLC8E2tuOo><https://youtu.be/2h8yF21iAQI><https://youtu.be/cAWkvKINre4>

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

**Fiche produit
à imprimer**



eurobraille



**Manuel
exploré 5**

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

exploré 5

<https://www.eurobraille.fr/produit/explore-5/>



eurobraille



eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

exploré 5

<https://www.eurobraille.fr/produit/explore-5/>