



eurobraille



MAGNILINK VISION BASIC

Doté d'un écran Standard ou Haute Définition, le téléagrandisseur MagniLink Vision Basic propose aux malvoyants des fonctionnalités judicieuses à un tarif très bon marché.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Puissant et efficace, MagniLink Vision Basic est un téléagrandisseur qui va combiner élégance et grande accessibilité.

LES POINTS FORTS DU MAGNILINK VISION BASIC

- Convient pour un **public de seniors**
- **Large écran** de 23 pouces de haute conception
- Appareil **puissant** et **intuitif**
- Peut être **fixe** ou **transportable**
- Equipé de **seulement 3 boutons**

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

MagniLink Vision Basic

<https://www.eurobraille.fr/produit/magnilink-vision-basic/>



eurobraille

- **Table de lecture** de haute qualité

GRANDE FACILITÉ D'UTILISATION

Il suffit de brancher le MagniLink Vision Basic HD sur secteur, et votre vidéoagrandisseur est opérationnel.

Avec des **commandes tactiles** sur son moniteur, ce téléagrandisseur MagniLink Vision Basic est tellement **simple d'utilisation** qu'il est parfaitement adapté pour un public de séniors.

Différents **modes de contrastes et luminosités** sont **paramétrables** et la surface du moniteur au rendu mat va **protéger des reflets**.

MATÉRIEL D'UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

La **table de lecture** est équipée de freins de friction qui va fournir **une meilleure stabilité**. Ils vont apporter une plus forte résistance si la table est déplacée et serviront à bloquer cette table de lecture lors des voyages.

La **qualité d'image est exceptionnelle**, elle amène un **niveau de contrastes important** et **plusieurs couleurs** pour offrir un **confort de lecture optimal** à l'utilisateur malvoyant.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran Standard ou HD 23" pouces
- Agrandissement 1,7x à 60x
- Surface du moniteur matte pour protéger des reflets
- Différents modes de contrastes et luminosités paramétrables

A noter que tous les appareils MagniLink sont compatibles Chromebook (sauf MagniLink Vision TTS).

PRÉCONISATIONS EUROBRILLE SUR LES TÉLÉAGRANDISSEURS

Dédié aux personnes malvoyantes et atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le télé-



eurobraille

agrandisseur est un appareil offrant un agrandissement (ou grossissement) important, mais qui garde un large champ de vision.

La position verticale de l'écran, de la caméra et du plateau X/Y va permettre une écriture et une lecture de haut en bas en gardant une ergonomie très confortable.

Le téléagrandisseur est utilisable dans d'autres contextes et d'autres activités.

Il est essentiel de déterminer à quelle utilisation sera dédiée le téléagrandisseur pour être sûr(e) qu'il corresponde à vos besoins.

eurobraille reste à votre disposition pour vous éclairer !

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS

**Fiche produit
à imprimer**



eurobraille



**Manuel
MagniLink Vision Basic**

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

MagniLink Vision Basic

<https://www.eurobraille.fr/produit/magnilink-vision-basic/>



eurobraille



eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

MagniLink Vision Basic

<https://www.eurobraille.fr/produit/magnilink-vision-basic/>