



eurobraille



MAGNILINK VISION TTS

Le téléagrandisseur MagniLink Vision est équipé d'une fonction parlante TTS « Text-to-Speech », et il est aujourd'hui le plus abouti du fabricant LVI.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le téléagrandisseur MagniLink Vision TTS est équipé d'une fonction parlante « Text-to-Speech », et il est aujourd'hui le plus abouti du fabricant LVI.

LES ATOUTS PRINCIPAUX DU MAGNILINK VISION TTS

- **Plateau de lecture intégré** pour déplacer quelconque document
- Utilisation simultanée de la **fonction vocale et agrandissement**
- **Écran tactile** pratique pour les réglages
- Modes de **contrastes, couleurs** et **polices** de caractères **paramétrables**

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

MagniLink Vision TTS

<https://www.eurobraille.fr/produit/magnilink-vision-tts/>



eurobraille

UN TÉLÉAGRANDISSEUR MAGNILINK VISION TTS QUI PARLE

Équipé de la **fonction vocale** Text-to-Speech, LVI a conçu ce MagniLink Vision TTS qui **permet la lecture à voix haute de tout document écrit**.

Vous pouvez **agrandir** et utiliser la **fonction vocale** de manière simultanée avec beaucoup d'aisance. **Agréable** et **pratique**, il va séduire le plus grand nombre.

FACILE D'UTILISATION

Avec une **ergonomie remarquablement étudiée**, il suffira de placer votre document sur le plateau et appuyer sur un bouton pour lancer l'**agrandissement** du MagniLink Vision TTS, puis la **synthèse vocale** suivra.

Pour **augmenter le volume**, **accroître la vitesse** ou encore **choisir un mode spécifique**, les boutons seront situés sous l'écran tactile du moniteur. S'il y a un mauvais positionnement du document, l'orientation va être améliorée. A noter que si la feuille est à l'envers, elle pourra être lu.

UN ÉVENTAIL DE FONCTIONS PARAMÉTRABLES

Plusieurs modes de **contrastes**, de **couleurs**, de **langues** ou encore de **polices** de caractères pourront être sélectionnées depuis le menu. Ils permettront d'**orienter et conforter l'utilisateur**.

Une clé USB est fournie pour enregistrer les documents lus. De plus, une **sortie casque audio** est disponible pour pouvoir écouter ses documents dans des endroits comme les bibliothèques nécessitant le silence absolu.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran FHD 23" pouces
- Agrandissement 1,7x à 60x
- Surface du moniteur matte pour protéger des reflets
- Différents modes de contrastes et luminosités paramétrables



eurobraille

PRÉCONISATIONS EUROBRAILLE SUR LES TÉLÉAGRANDISSEURS

Dédié aux personnes malvoyantes et atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le téléagrandisseur est un appareil offrant un agrandissement (ou grossissement) important, mais qui garde un large champ de vision.

La position verticale de l'écran, de la caméra et du plateau X/Y va permettre une écriture et une lecture de haut en bas en gardant une ergonomie très confortable.

Le téléagrandisseur est utilisable dans d'autres contextes et d'autres activités.

Il est essentiel de déterminer à quelle utilisation sera dédiée le téléagrandisseur pour être sûr(e) qu'il corresponde à vos besoins.

eurobraille reste à votre disposition pour vous éclairer !

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU MAGNILINK VISION TTS

<https://youtu.be/C30oDCqFqzY>

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENT

**Fiche produit
à imprimer**



eurobraille



**Manuel
MagniLink Vision TTS**

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

MagniLink Vision TTS

<https://www.eurobraille.fr/produit/magnilink-vision-tts/>



eurobraille

