



eurobraille



## MLS COMPUTER HD/ FHD

Compact et maniable, le MLS peut se plier et déplier en quelques secondes et se transporter partout où vous allez. De plus, ce téléagrandisseur profite des dernières évolutions technologiques pour proposer un rendu d'images unique.

---

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Compagnon idéal de votre ordinateur, le MLS Computer va fournir une image d'une netteté remarquable. Equipé d'une connexion HDMI et d'une caméra HD ou Full HD, ce vidéoagrandisseur simple mais efficace va en étonner plus d'un !

## LES ATOUTS PRINCIPAUX MLS COMPUTER HD

- Télé-agrandisseur **pliable** à emmener partout
- **Caméra rotative** pour plusieurs angles de vues
- **Compatible** PC, MAC et autres logiciels basse vision : ZoomText, SuperNova, iZoom (PC) et MagniLink iMax (Mac)

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 - [contact@eurobraille.fr](mailto:contact@eurobraille.fr)

MLS Computer HD/ FHD

<https://www.eurobraille.fr/produit/mls-computer-hd-fhd/>



**eurobraille**

- **MAJ automatiques**
- **Mémorisation** d'images et de vidéos

## **MODÈLE HD**

- **Pas d'effet de rémanence** (60 images/seconde – le tout numérisé)
- Luminosité et contrastes **infinis**
- Connexion **HDMI** et écran **HD** (720p)

## **MODÈLE FULL HD**

- **Pas d'effet de rémanence** (60 images/seconde – le tout numérisé)
- Luminosité et contrastes **infinis**
- Connexion **HDMI** et écran **Full HD** (1080p)
- **Détails** et **précisions** de lecture de textes
- **Faible grossissement initial**
- Traitement **OCR** avec **option TTS** (nous consulter)

## **EFFICACE ET POLYVALENT**

**Opérationnel en 10 secondes**, le MLS **ne prend pas de place**.

Posé sur n'importe quelle surface et proche d'un ordinateur portable, **ses supports sont pliables** et il peut être aussitôt rangé. Le changement mode lecture / mode à distance sera facile à opérer.

Si vous oubliez votre chargeur, pas de panique, le MLS pourra être **alimenté par l'ordinateur** à proximité.

Issu d'une **conception robuste et épurée**, les principales fonctions sont signalées par des voyants « orange » pendant l'utilisation de l'appareil. Ces fonctions peuvent être **commandées par reconnaissance tactile**. Les matériaux utilisés ont été pensés pour une **fiabilité** et **durabilité** résistant à toute épreuve.

Avec une **hauteur de 31 cm**, le malvoyant pourra ouvrir les grandes pages de ses magazines favoris.



**eurobraille**

## **UN LOGICIEL PILOTE FOURNI**

Un **logiciel pour commander les différentes fonctions du MLS** comme l'agrandissement, les contrastes ou la luminosité est inclus. Il permettra au malvoyant de **personnaliser ses réglages** en fonction de son environnement et de ses envies.

A noter que MLS Computer est **compatible avec les logiciels comme ZoomText et SuperNova**.

## **CARACTÉRISTIQUES**

- Caméra HD : 1280 x 720
- Caméra FHD : 1920 x 1080
- Grossissement - HD : 1,4x - 75x
- Grossissement - FHD : 1,1x - 75x
- Hauteur dégagée : 31 cm
  
- Fréquence d'images 60 images/seconde (numériques @720p/480p)
- Modes de couleurs : Couleurs naturelles, 6 couleurs artificielles
- Modes d'affichage : Lecture (gauche/droite), à distance, miroir
- Poids 1,7 kg

## **COMPATIBILITÉ (ET CONFIGURATION) PC & MAC**

- PC : ZoomText 10.X ou version plus récente, Dolphin SuperNova 12 ou version plus récente, iZoom 4.0 (config Windows 7 ou version plus récente du système, usb 2.0)
- MAC : iMax v.1.1.1 ou version plus récente (config MAC OSX 10.6 ou version plus récente)

## **PRÉCONISATIONS EUROBRILLE SUR LES TÉLÉAGRANDISSEURS**

Dédié aux personnes malvoyantes et atteintes de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), le téléagrandisseur est un appareil offrant un agrandissement (ou grossissement) important, mais qui garde un large champ de vision.

La position verticale de l'écran, de la caméra et du plateau X/Y va permettre une écriture et une lecture de



**eurobraille**

haut en bas en gardant une ergonomie très confortable.

Le téléagrandisseur est utilisable dans d'autres contextes et d'autres activités.

Il est essentiel de déterminer à quelle utilisation sera dédiée le téléagrandisseur pour être sûr(e) qu'il corresponde à vos besoins.

eurobraille reste à votre disposition pour vous éclairer !

## **VIDÉO DE PRÉSENTATION DU MLS COMPUTER HD/ FHD**

<https://youtu.be/XsegzirQjYs>

## **COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENTS**

**Fiche produit  
à imprimer**



**eurobraille**



eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -  
contact@eurobraille.fr

MLS Computer HD/ FHD

<https://www.eurobraille.fr/produit/mls-computer-hd-fhd/>