



eurobraille



ORCAM MYEYE SMART

Le nouveau système MyEye Smart vient remplacer MyReader.

Comme sa version supérieure MyEye Pro, MyEye Smart est équipée d'une intelligence artificielle qui va lire n'importe quel texte sur n'importe quel support.

DESCRIPTION DU PRODUIT

OrCam MyEye Smart, va rendre autonome les aveugles et malvoyants dans la lecture de texte qui pourra être transmise en audio grâce à une caméra intégrée qui se pose sur toute monture de lunettes.

Accessible et maniable, OrCam MyEye Smart peut être utilisé par tous les publics.

A noter que l'utilisation de cet appareil nécessite l'utilisation complète de ses mains et n'est donc pas recommandée par les malentendants.

L'appareil est préconisé pour les personnes ayant des difficultés ou souffrant de fatigue à la lecture.



eurobraille

LES POINTS FORTS DE L'ORCAM MYEYE SMART

- Lecture de **tout type de textes** : écrans, panneaux, étiquettes, livres....
- Fonction **Lecture intelligente** (version Beta) pour « Lire les prix » dans un catalogue ou « Commencer par » comme « Plat principal » dans un menu (fonctionnalité offerte temporairement pour le lancement et ne sera disponible que sur MyEye Pro par la suite).
- Avec un geste de la main, l'appareil peut dicter **l'heure** et la **date**.
- La **commande vocale** reconnaît une liste de mots clés pour accéder aux différentes fonctions.
- Des **gestes simples** pour une utilisation intuitive.
- **Sans fil, léger** et **pas de connexion internet** obligatoire.

MYEYE SMART EST FOURNI AVEC

- kit de montage
- câble de rechange
- chargeur
- sangle de cou
- étui à fermeture éclair
- batterie externe (2h30 d'autonomie additionnelle)

Le simple pointage du doigt va permettre à l'OrCam de reconnaître l'endroit choisi et de lancer la lecture de n'importe quel texte (livre, courrier...) et à partir de n'importe quel support (ordinateur, panneau...).

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : 76 x 21 x 14,9 mm
- Poids : 22,5 g
- Batterie 3,7V DC, nominal 320 mAH
- Caméra 13 MP

EN OPTION

- Chargeur : Sans fil haute-vitesse, Fournit 4 pleines charges pour jusqu'à 10h d'utilisation en continu,



eurobraille

Clip de ceinture intégré

- Oreillettes Bluetooth : Connexion directe Bluetooth, 5-6 heures d'autonomie, Charge via port micro-usb

Nous consulter.

VIDÉOS DE PRÉSENTATION DE L'ORCAM MYEYE SMART

<https://youtu.be/CnglbvC3pSA>

COMPLÉMENTS ET TÉLÉCHARGEMENT

**Fiche produit
à imprimer**



eurobraille

