



eurobraille



ORCAM READ

Dédié aux malvoyants, OrCam Read est un appareil de lecture qui va lire tout document imprimé ou numérique avec un seul bouton.

DESCRIPTION DU PRODUIT

En forme de **stylo**, OrCam Read propose **une nouvelle manière d'aborder la lecture à l'école ou au travail**. N'importe quel texte pourra être **lu vocalement** et **retransmis** grâce au mini haut-parleur intégré ou par un haut-parleur (externe) Bluetooth connecté.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE LA MACHINE À LIRE ORCAM READ

- Capture **une page A4 entière**.
- **2 possibilités de guidage** par laser proposées : capture d'un bloc de texte ou choix d'un point de lecture.
- **Lampes LED** pour l'éclairage dans la pénombre.

eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 - contact@eurobraille.fr

OrCam Read

<https://www.eurobraille.fr/produit/orcam-read/>



eurobraille

- **Lecture instantanée** (lettres, notices, journaux...)

Equipé d'une **vision assistée par ordinateur**, OrCam Read profite de cette technologie d'intelligence artificielle redoutable pour la **détection** et la **lecture** de texte en temps réel (OCR).

ATOUTS MAJEURS DE L'ORCAM READ

- **Saisie et lecture** de tout document en caractères d'imprimerie (courriers, journal, SMS,...)
- **Éclairage automatique** dans les endroits sombres
- Rechargeable **par port USB C**
- **Détection automatique** de la langue

VERSION SMART : COMMANDES VOCALES DE LA LECTURE INTELLIGENTE

Le malvoyant peut **utiliser la commande vocale et demander à la machine d'agir** : « lire les numéros de téléphone » pour ordonner la lecture d'un annuaire, « lire les montants » sur une facture, ou dire « suivant » ou « précédent » pour pouvoir naviguer rapidement dans le document.

La **Lecture Intelligente** intégrée dans l'OrCam offre à l'utilisateur une interactivité exceptionnelle.

EXEMPLES DE NAVIGATION

- « **Lis tout** » – pour lire la page entière
- « **Commence à partir de** » – pour commencer à un mot spécifique
- « **Répète** » – pour lire la dernière phrase lue à voix haute
- « **Recommence** » – pour ressaisir la page et recommence
- « **Suivant** » – Avance rapide vers la phrase suivante
- « **Précédent** » – Retour rapide vers la phrase précédente

PLUSIEURS « AWARDS »

L'appareil OrCam Read a rencontré de nombreux succès lors de cérémonies internationales pour sa **technologie d'intelligence artificielle révolutionnaire**.



eurobraille

Selon plusieurs médias, il s'agit "**d'un outil exceptionnel permettant d'accéder à des supports écrits dans un contexte professionnel, éducatif et communautaire.**"

QUI SONT LES UTILISATEURS D'ORCAM READ ?

OrCam Read n'est pas recommandé pour les personnes déficientes visuelles prononcées. Il demande **une bonne capacité d'écoute et une bonne gestuelle** pour manipuler l'appareil.

Il peut être utilisé par les personnes atteintes de **dyslexie** ou souffrant de **fatigue récurrente à la lecture**.

CARACTÉRISTIQUES

- Caméra 13 Megapixels
- Pointeur laser formats « fenêtre » ou « spot »
- Prise Jack intégrée
- Dimensions : 122 x 25 x 13 mm

- Poids : 44 g
- Alimentation : batterie 320 mAH nominal
- Rechargeable par port USB

ORCAM READ EST LIVRÉ AVEC

- Adaptateur USB
- Câble USB

VIDÉOS DE PRÉSENTATION DE LA MACHINE À LIRE ORCAM READ

<https://youtu.be/JMMp5V1PU60><https://youtu.be/CnglbvC3pSA>

Compléments et Téléchargements

Fiche produit



eurobraille

à imprimer



eurobraille - 31 Cours des Juilliottes, 2ème étage droite - 94700 MAISONS-ALFORT - Tél: +33.1.55.26.91.00 • Fax: +33.1.55.26.91.91 -
contact@eurobraille.fr

OrCam Read

<https://www.eurobraille.fr/produit/orcam-read/>